

Cheirón[®] 
...we breathe for you.




VICTORIA

Unitate de aspirare ICONIC

- **Extrem de silențios**
- Componentele sunt realizate din aliaj de aluminiu
- Fiabilitate și utilizare fără vibrații
- Componentele sunt răcite de un ventilator suplimentar
- Creat pentru o utilizare continuă
- Cerințe de întreținere mici
- **6 ani garanție la componente**
- Design european inovator

www.cheiron.eu

- **Extrem de silențios**
- Componentele sunt realizate din aliaj de aluminiu
- Fiabilitate și utilizare fără vibrații
- Componentele sunt răcite de un ventilator supli
- Creat pentru o utilizare continuă
- Cerințe de întreținere mici
- **6 ani garanție la componente**
- Design european inovator



Protecție de supraîncărcare

Indicator de nivel pentru vacuum în kPa, mmHg și Bar, cu cod de culori

Înterupător luminos de pornire/oprire conform standardelor UE EN ISO 10079-1

Regulator de vacuum ergonomic

Carcasa este realizată dintr-un material foarte rezistent, incasabil, ignifug cu protecție UV

Supapa de comutare permite schimbarea de vacuum de la un recipient la altul cu o singură mișcare - opțional

Suportul pentru recipientul de colectare este echipat cu un suport pentru circuitul de aspirare

Eurorail din oțel inoxidabil care asigură o flexibilitate maximă.

Puteți atașa până la patru recipiente de colectare de orice dimensiune și/sau orice alt accesoriu necesar.

Mai silențios decât calculatorul dvs!

Există un sistem special de atenuare a zgomotelor și vibrațiilor care permite funcționarea extrem de lină și incredibil de silențioasă.

Roți care nu lasă urme cu frâne de siguranță.
Roți antistatice - opțional

www.cheiron.eu

Victoria Versa

Cel mai popular model de înaltă performanță al gamei Victoria potrivit în special pentru diverse secții ale spitalelor, săli de operații, săli de recuperare, ATI, aplicații pentru obstetrică și endoscopie etc.

Victoria Lipos

Soluție de înaltă performanță creată în special pentru liposucție și săli de operație.

Victoria Portabil

O unitate de aspirare silențioasă și eficientă pentru cabinetele medicale, secții ale spitalelor și aplicații endoscopice potrivită de asemenea pentru o aspirare rapidă în orice situație.

Victoria Thorax

O unitate de aspirare creată pentru uzul comun precum și pentru drenajul în cazul chirurgiei toracice și abdominale și terapie intensivă. Sistemul poate fi folosit pe termen lung până la 30 zile de drenaj continuu.

Datorită unei soluții brevetate unice Victoria Thorax permite sucțiunea completă chiar și în timpul drenajului.



Victoria Portabil cu eurorail

Avantajul acestei unități este că în locul unui suport normal, unitatea este echipată cu eurorail de 25 x 10 mm care vă permite utilizarea suportului și a recipientelor dvs. de colectare



SPECIFICAȚII TEHNICE

TIP	PORTABIL	VERSA	THORAX	LIPOS
Recipient de sucțiune 2l cu presă pe capac	•	•		•
Recipient de aspirare 2l cu capac cu înșurubare			• 2 buc	
Suport recipient pt. recipient de 2l la lateralul unității	•			
Suport recipient pt. recipient de 2l la Eurorail		•	• 2 buc	•
Circuit de aspirare cu supapă de oprire	•	•	•	•
Suport mobil		•	•	•
Supapă de limitare apă			•	
Capacitate de aspirare nominală +/- 5 %	43 l/min	43 l/min	43 l/min	50 l/min
Capacitate de aspirare efectivă +/- 5%	38 l/min	38 l/min	38 l/min	45 l/min
Vacuum	0-90 kPa (0-680 mmHg)	0-90 kPa (0-680 mmHg)	0-90 kPa (0-680 mmHg)	0-93 kPa (0-700 mmHg)
Drenaj			0 - 40 cmH ₂ O	
Putere la intrare	110 VA	110 VA	110 VA	110 VA
Tensiune de intrare	230V /50-60 Hz și modelele pentru 120V ± 10% / 60Hz sunt de asemenea disponibile.			
Dimensiuni (w x h x l) in mm	440 x 300 x 310	480 x 900 x 460	480 x 900 x 460	480 x 900 x 460
Dimensiuni (w x h x l) in inch	20,1 x 11,8 x 13,4	18,1 x 18,9 x 39	18,1 x 18,9 x 39	18,1 x 18,9 x 39
Greutate (fără accesorii)	12 kg (26,5 lb)	21 kg (46,3 lb)	24 kg (52,9 lb)	21 kg (46,3 lb)

ACCESORII OPȚIONALE

Indicator de nivel pentru vacuum în kPa, mmHg și Bar, cu cod de culori.



Recipient împotriva supraîncălzirii Victoria

Comanda nr.: 0-52-0002



Suport inelar pentru recipientul de 2l

Comanda nr. 11-5141



Clemă 25x5

Comanda nr.: 11-5122



Eurorail nou pentru înlocuirea unui număr mare de accesorii opționale

Comanda nr.: 11-5104



Pungă de colectare MONOKIT de unică folosință

Comanda nr.: 114-087-001



Recipient de aspirare 0,5 – 4 l din policarbonat și polisulfon, cu autoclavă

Comanda nr.: Lista de prețuri



Filtru de aspirare microbiologic MSF (20 buc/cutie)

Comanda nr.: 271-022-001



Manipulare ușoară și sigură



Supapă de comutare

Comanda nr.: 114-087-001



Priză electrică IEC Este posibil să comandați unitatea cu o priză electrică IEC



Întrerupător de picior pe aer de pornire/oprire

Comanda nr.: 114-047-000



Raft

Comanda nr.: 11-5116



Coș de depozitare

Comanda nr.: 11-5105



Suportul vă permite să puneți mai multe recipiente



Suport unitate de aspirare

Comanda nr.: 11-5110




Cheirón[®]
...we breathe for you.

În ceea ce privește cercetarea continuă și dezvoltarea Cheirón își rezervă dreptul de a face modificări care pot afecta informațiile din prezenta broșură fără o notificare anterioară.



 **TIMBERSTAR**
Medical division

Showroom: Târgu Mureș, str. Republicii nr. 29
T: (+4) 0265 265 110 E: office@timberstar-medical.ro W: www.t-med.ro