



## SHAVER SYSTEM



**16-2050** Shaver System komplett mit Fußschalter und Handstück  
*Shaver system complete with foot switch and hand piece*

**16-2050-100** Handstück  
*Hand piece only*

**16-2050-200** Fußschalter  
*Foot pedal only*

### Technical Data

Abmessung   <i>Dimensions</i>	90 x 360 x 268 mm
Gewicht   <i>Weight</i>	6.0 kg
Netzspannung   <i>Power input</i>	230 V AC / 50 Hz
Leistungsaufnahme   <i>Capacity</i>	50 VA
Primärsicherung   <i>Primary fuse</i>	2 x 1,6 AT
Anwendungsteil   <i>Type</i>	Type B
Betriebsart   <i>Operating mode</i>	Dauerbetrieb   <i>Continuous operation</i>
IP-Schutzart   <i>IP Protection class</i>	IXP 0
EN-Klasse   <i>EN-class</i>	2a
Anschlüsse   <i>Connections</i>	2 x Handstück   <i>2 x hand piece</i> 1 x Fußschalter   <i>1 x foot switch</i>
Netzkabel   <i>Power cord</i>	230 V, 10 A, 3-pole

### Features

- ▶ Geschwindigkeit einstellbar von 800 – 8000 RPM  
*Speed adjustable from 800 – 8000 RPM*
- ▶ Ergonomisch geformtes und sehr leichtes Handstück  
*Ergonomic and light weight hand piece*
- ▶ Ruhiger und sanfter Lauf  
*Silent and smooth motion*
- ▶ Handstück (mit Kabel) autoklavierbar  
*Hand piece (with cable) autoclavable*
- ▶ Alle Funktionen können am Steuergerät oder über den Fußschalter kontrolliert werden  
*All functions can be either commanded on the control unit or with the foot switch*
- ▶ Shaver bietet die Möglichkeit, 2 Arbeitswerkzeuge gleichzeitig anzuschließen (z.B. Handstück und Säge)  
*Shaver offers the possibility to connect 2 tools at the same time (for example hand piece and saw)*