

# L-Line MEMORY Mikroinstrumente

L-Line MEMORY Microinstruments



#### 1. | MIKROMAULFORMEN

- Verschiedene Arbeitsenden für mikrochirurgische Eingriffe
- Feine Maulformen garantieren ein exaktes und präzises Arbeiten

#### 1. | MICRO-WORKING ENDS



- A variety of styles available for different surgical approaches
- Delicate working ends for precise performance

#### 4. | 360° DREHBARES ARBEITSENDE

- Das Drehrad bestimmt die gewünschte Position und ermöglicht ein exaktes Arbeiten
- Die Kombination mit dem Memory Schaft ermöglicht einen vielseitigen Einsatz und unzählige Variationsmöglichkeiten

#### 4. | 360° ROTATABLE WORKING ENDS

- Hand controlled wheel ensures exact positioning of the working end
- Rotation combined with malleable shaft offers unparalleled instrument positioning



#### 2. | MEMORY SCHAFT (NITINOL)

- Anpassung an anatomische Gegebenheiten durch biegbaren Schaft
- Ursprüngliche Bajonett-Form nach Sterilisation

#### 2. | MEMORY SHAFT (NITINOL)

- Shapes to coincide with anatomical needs
- Reverts to original shape after sterilization





### 6. | FARBLICHE KENNZEICHNUNG

- Einfache Identifikation der Maulform durch farbliche Kennzeichnung der Handgriffe

### 6. | COLOUR CODING

- Simple identification of the working ends by colour coated handles



### 3. | SPÜLANSCHLUSS/REINIGUNG

- Spülanschluss für einfache und effiziente Reinigung

### 3. | RINSING-CONNECTION/CLEANING


- Built in flushing port for easy and efficient cleaning of internal components

### 5. | ERGONOMISCHE GRIFFFORM

- Ausbalancierter, leichter Griff für ermüdungsfreies Arbeiten


### 5. | ERGONOMIC HANDLE

- Balanced and low weight handle for fatigue-free working



# L-Line MEMORY Mikroinstrumente


## L-Line MEMORY Microinstruments



46.600 (90 mm)

46.610 (110 mm)


**Mikro-Schere, spitz, gerade, einseitig beweglich, Farbe: gelb**  
Micro-Scissors, straight, sharp, movable one side, Colour: yellow



46.620 (90 mm)

46.630 (110 mm)


**Mikro-Schere, spitz, gerade, Farbe: gelb**  
Micro-Scissors, sharp, straight, Colour: yellow



46.601 (90 mm)

46.611 (110 mm)


**Mikro-Schere, spitz, gebogen, Farbe: gelb**  
Micro-Scissors, sharp, curved, Colour: yellow



46.623 (90 mm)

46.633 (110 mm)


**Mikro-Schere, stumpf, gerade, einseitig beweglich, Farbe: gelb**  
Micro-Scissors, blunt, straight, movable one side, Colour: yellow



46.622 (90 mm)

46.632 (110 mm)


**Mikro-Schere, stumpf, gerade, Farbe: gelb**  
Micro-Scissors, blunt, straight, Colour: yellow



46.621 (90 mm)

46.631 (110 mm)


**Mikro-Schere, stumpf, gebogen, Farbe: gelb**  
Micro-Scissors, blunt, curved, Colour: yellow



46.625 (90 mm)

46.635 (110 mm)


**Mikro-Schere, spitz 45° gewinkelt, einseitig beweglich, Farbe: gelb**  
Micro-Scissors, sharp, 45° angled, movable one side, Colour: yellow



46.604 (90 mm)

46.614 (110 mm)


**Mikro-Nadelhalter, fein, gebogen, Farbe: blau**  
Micro-Needleholder, fine, curved, Colour: blue



46.605 (90 mm)

46.615 (110 mm)


**Mikro-Nadelhalter, grob, gebogen, Farbe: blau**  
Micro-Needleholder, raw, curved, Colour: blue



46.609 (90 mm)

46.619 (110 mm)


**Mikro-Fasszange, gezahnt, Ø 3 mm, Farbe: schwarz**  
Micro-Forcep, serrated, Ø 3 mm, Colour: black



46.602 (90 mm)

46.612 (110 mm)


**Mikro-Pinzette, Spitze 0,5 mm, Farbe: grün**  
Micro-Forcep, tip 0.5 mm, Colour: green



46.603 (90 mm)

46.613 (110 mm)


**Mikro-Pinzette, Spitze 0,9 mm, Farbe: grün**  
Micro-Forcep, tip 0.9 mm, Colour: green



46.606 (90 mm)

46.616 (110 mm)


**Mikro-Löffel, scharf, Ø 2 mm, Farbe: rot**  
Micro-Spoon, sharp, Ø 2 mm, Colour: red



46.607 (90 mm)

46.617 (110 mm)

**Mikro-Löffel, scharf, Ø 3 mm, Farbe: rot**  
Micro-Spoon, sharp, Ø 3 mm, Colour: red



46.608 (90 mm)

46.618 (110 mm)

**Mikro-Löffel, scharf, Ø 5 mm, Farbe: rot**  
Micro-Spoon, sharp, Ø 5 mm, Colour: red